

Thrive Hearing Control App 사용설명서

Congratulations on your
journey to better hearing

thrive



Thrive Hearing Control app

목차

소개	4
Apple 기기 사용자	
설치하기	5
페어링 / 연결하기	6
Android 기기 사용자	
설치하기	9
페어링 / 연결하기	10
홈화면	
보청기 연결상태	13
Thrive 지원	13
참살이 점수(Wellness Score)	13
현재 메모리	13
설정	13
보청기 볼륨	14
음소거	14
Edge 모드	14
내비게이션	15
홈버튼	15
메모리 메뉴	15
개인설정화면	
개인설정화면	16
이퀄라이저	16
소음속 어음	16
기계 소음	17
바람 소음	17
방향성 설정	18
사운드스페이스	18

Thrive 점수화면

참살이 점수(Wellness Score)	19
참여점수	19
활동점수	20

넘어짐 감지 및 알림

21

액세서리

23

보이스 AI	23
--------	----

설정

사용가이드	24
기기설정	24
참살이 점수(Wellness Score)	25
넘어짐 알림	26
통역	27
기록	27
자가진단	28
알림	28
TeleHear 원격 프로그래밍	30
Thrive Care 앱	31
내 보청기 찾기	31
앱 설정	32
앱 정보	32
데모모드	32

안전정보

33

모든 기능은 제품 종류와 등급에 따라 기능이 상이할 수 있습니다.

특정 정보는 청각 전문가에게 문의하십시오

이 앱은 사용하는 스마트기기 또는 보청기 종류에 따라서 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

보청기 종류



위의 제품들은 2.4GHz 무선 방식의 Thrive 플랫폼으로 Thrive Hearing Control App과 연결/호환됩니다.

Apple(아이폰 등) 또는 Android(갤럭시폰 등)

Apple 또는 Android 기기들은 iOS 또는 Android OS 을 통해서 보청기와 연결됩니다. Thrive 앱을 통해 보청기 조절과 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. Thrive 앱을 통해 나만의 보청기를 설정해 보시기 바랍니다.

주의 : iPhone의 iOS를 업데이트 할 때, 보청기와의 연결이 끊어질 수 있습니다. 업데이트 후에 페어링 작업을 다시 해주시길 바랍니다. 호환 가능한 기기에 대한 최신 정보를 Starkey.com/thrivesupport에서 확인하시기 바랍니다.


Thrive 앱 다운받기 - Apple 기기

Thrive 앱과 Apple 기기를 이용해서 사용중인 보청기를 쉽게 사용 및 조절할 수 있습니다. 아래의 순서를 따라 손쉽게 앱을 다운로드 받으시기 바랍니다.

1단계 : 사용중인 기기에서 “App Store”를 실행합니다.



2단계 : 검색창에서 “Thrive Hearing Control”을 검색합니다.



3단계 : “받기”를 탭하여 앱을 다운로드 합니다.





4단계 : 앱이 설치되면 홈화면에서 Thrive 앱을 열어 사용합니다.





Apple 기기 연결하기

Thrive 앱을 사용하기 위해서 먼저 기기와 보청기를 연결해야 합니다.

1. 설정에 들어가 블루투스 기능을 켭니다.
2. 보청기의 배터리 도어를 열었다가 닫아서 재부팅하여 보청기를 페어링모드로 만듭니다.
3. 설정 → 손쉬운 사용 → 보청기에서 이름을 찾을 수 있습니다.
 - 목록에서 사용중인 보청기 이름을 찾을 수 있습니다.
 - 7초 내에 보청기 이름이 나타나지 않을 경우, 좌측 상단의 손쉬운 사용으로 돌아갔다가 다시 보청기로 진입합니다.



4. 사용중인 보청기 이름을 탭하여 보청기와 Apple 기기를 연결합니다.
5. 양측 보청기를 사용할 경우 각 보청기 마다 '페어링' 요청이 나타납니다. '페어링'을 탭하여 연결합니다.
6. 페어링이 완료되면 보청기 목록이 파란색으로 변경됩니다.



Apple 기기와 보청기 재 연결

보청기 혹은 Apple 기기의 전원을 끄게 되면 연결이 끊어집니다. 다시 연결하려면, 기기와 보청기의 전원을 켜십시오.

보청기와 Apple 기기 전원이 켜지면 자동으로 연결됩니다.

또한 Apple(iOS) 기기에서 **홈 버튼**(iPhone 8 이하) 또는 측면 버튼 (iPhone X 이상)을 세 번 클릭하여 손쉬운 사용 바로 가기에 액세스하여 연결되었는지 확인할 수 있습니다.

시작/설정

Thrive 앱을 처음 실행하면 사용자설정 뿐만 아니라 라이선스 동의 및 개인정보 정책을 확인 할 수 있습니다.

알림 설정과 TeleHear 원격 프로그래밍 기능 사용을 위한 클라우드 계정 설정이 순차적으로 나타납니다. 또한 Thrive 앱은 기본적으로 고급모드로 설정됩니다. 설치 후에 설정 메뉴에서 기본모드로 변경할 수 있습니다.

Thrive 앱 다운받기 - Android 기기

Thrive 앱과 스마트폰을 이용해서 사용중인 보청기를 쉽게 사용 및 조절할 수 있습니다. 아래의 순서를 따라 손쉽게 앱을 다운로드 받으시기 바랍니다.

1단계 : 사용중인 스마트폰에서 “Play 스토어”를 엽니다.



2단계 : 검색창에서 “Thrive Hearing Control”을 검색합니다.



3단계 : “설치”를 탭하여 앱을 다운로드 합니다.

설치

4단계 : 앱이 설치되면 홈화면에서 Thrive 앱을 열어 사용합니다.




Android 기기 연결하기

Thrive 앱을 사용하기 위해서 먼저 스마트폰과 보청기를 연결해야 합니다.

주의 : 연결하기 위해서 보청기 전원이 켜져 있어야 합니다.

1. 설정 아이콘을 눌러 설정 화면으로 들어갑니다.
2. 연결 → 블루투스를 선택합니다.
3. 블루투스 사용을 활성화하고, 보청기의 배터리 도어를 열었다가 닫아서 페어링 모드로 변경합니다.
4. '등록된 디바이스'에 보청기 이름(예:홍길동 Hearing Aids)이 나타납니다. 만약 연결 가능한 기기 리스트에 보청기 이름이 5~7초내에 나타나지 않으면 찾기를 누르거나 블루투스를 껐다가 다시 켜줍니다.
5. 각각의 보청기 이름을 눌러 기기와 연결합니다.
6. 연결이 완료됩니다.



Android 기기와 보청기 재 연결

보청기 또는 Android 기기의 전원을 끄게 되면 더 이상 연결되지 않습니다.

다시 연결하려면 Android 기기를 켜 다음 보청기의 전원을 켜십시오.

보청기와 Android 기기의 전원이 켜지면 자동으로 연결됩니다.

보청기와 Thrive 앱을 다시 연결하는 데 문제가 있는 경우 블루투스 설정을 다시 확인하고 연결이 되어 있는지 확인하시기 바랍니다

시작/설정

Thrive 앱을 처음 실행하면 사용자설정 뿐만 아니라 라이선스 동의 및 개인정보 정책을 확인 할 수 있습니다.

알림 설정과 TeleHear 원격 프로그래밍 기능 사용을 위한 클라우드 계정 설정이 순차적으로 나타납니다. 또한 Thrive 앱은 기본적으로 고급모드로 설정됩니다. 설치 후에 설정 메뉴에서 기본모드로 변경할 수 있습니다.



사용하는 스마트기기의 종류에 따라 어플리케이션이 상이할 수 있습니다

보청기 연결상태

현재의 보청기 연결상태를 확인합니다.

Thrive 지원*

Thrive 지원을 사용하면 말소리로 앱 설정에 대한 도움을 받을 수 있습니다. Thrive 지원은 Thrive 앱의 아이콘 또는 보청기를 두 번 탭하여 활성화 할 수 있으며, 스마트폰의 마이크를 통하여 질문을 듣고 도움말 또는 클라우드 기반의 서비스(로그인이 되어있는 경우)를 통하여 답변을 제공합니다. Thrive 지원의 음성 명령으로 보청기의 메모리 또는 볼륨 변경, 알림 생성, 내 핸드폰 찾기 등의 기능을 활용 할 수 있습니다.

음성명령 예시 : "보청기 메모리를 식당으로 바꿔줘", "내일 3시에 병원에 가도록 알림 설정" 또는 "내 휴대전화는 어디에 있지?"

참살이 점수(Wellness Score)

참여점수와 활동점수를 보여 줍니다

현재 메모리

현재 사용중인 메모리를 보여줍니다.

설정

탭하여 메뉴를 열 수 있습니다. 자세한 정보를 확인하시려면 설정 페이지를 확인하시기 바랍니다. 도움말은 사용 가능한 각 화면의 기능을 설명합니다. 모든 도움말은 설정 > 사용자설명서에서 확인할 수 있습니다.

* 클라우드 계정 필요

보청기 볼륨

슬라이드 패드의 바를 이용하여 보청기 각각의 소리크기를 조절할 수 있으며 슬라이드 패드 사이의 중앙을 슬라이드하여 양쪽의 소리크기를 동시에 조절할 수도 있습니다.


슬라이드패드 중앙을 두번 탭하면 청각 전문가가 설정한 기본 볼륨으로 되돌아 갑니다.

음소거

음소거 버튼을 눌러 연결된 보청기의 소리를 잠시 끌 수 있습니다. 보청기의 음소거를 해제하려면 버튼을 한 번 더 누르십시오.

Edge 모드

Edge 모드 아이콘을 누르면 Edge 모드가 활성화되며 현재 청취환경을 자동으로 측정 및 분석하여 보청기 설정을 주변환경에 최적화된 설정으로 변경합니다. 보청기의 사용자 제어 또는 홈화면의 Edge 모드 버튼을 통해 Edge 모드를 활성화 할 수 있으며, 이러한 설정은 메모리를 변경 하거나 보청기를 재 시작하기 전 까지 유지됩니다.




내비게이션

홈화면 하단에 위치한 내비게이션 바에서 홈, 개인설정화면, 참살이 점수(Wellness Score), 액세서리 그리고 설정 화면으로 들어갈 수 있습니다.


홈버튼

내비게이션바의 홈버튼을 누르면 홈화면으로 돌아갈 수 있습니다.



메모리 메뉴

메모리 메뉴 아이콘을 눌러 현재 메모리를 변경하거나 새로운 메모리를 만들고 수정할 수 있습니다.




개인설정화면

내비게이션 바의 개인화 메뉴를 선택하여 각 메모리 별로 다양한 상황에 맞도록 조절할 수 있습니다.

이퀄라이저


여러 주파수 구간의 이퀄라이저 바를 이용하여 선호하는 음질로 조절할 수 있습니다. 이퀄라이저는 각 메모리 별로 다르게 설정할 수 있습니다



소음속 어음


소음속 어음 기능은 보청기로 유입되는 많은 양의 배경 소음을 줄여줍니다.

각 메모리 별로 다양하게 조절할 수 있으며 슬라이드바를 오른쪽으로 설정할수록 소음의 감쇄량이 많아져 청취의 편안함이 향상됩니다.




기계 소음

소음이 큰 환경 속에서 기계소음을 줄여주어 청취의 편안함을 향상시킬 수 있습니다. 오른쪽으로 설정할수록 소음이 많은 환경에서 편안함이 향상됩니다




바람 소음

보청기 주위로 불어오는 바람소음을 메모리 별로 줄여주어 편안한 청취를 가능하게 해줍니다. 오른쪽으로 설정할수록 바람소음의 감쇄량이 많아져 청취의 편안함이 향상됩니다.



방향성 설정


보청기 마이크의 방향성 설정을 통해 주변의 소리를 조절해서 들을 수 있습니다. 방향성 설정 기능을 사용하여 대화 시 앞사람에게 집중할 수 있습니다. 자동모드는 소음크기를 기반으로 작동합니다.



사운드스페이스

스마트폰을 통하여 보청기의 개인설정을 변경하거나 새롭게 설정할 수 있습니다.

Thrive 메모리를 설정하여 특별한 환경에서 사용할 수 있습니다. 빈 화면에서 손가락을 움직여 위치별로 소리를 들어보고 적절한 메모리를 설정할 수 있습니다.



참살이 점수(Wellness Score)

참살이 점수(Wellness Score)는 참여점수와 활동점수의 합으로 이루어지며 매일 최대 200점으로 측정됩니다.

참여점수 세가지 분류로 구성되어 있습니다. 각각의 분류는 보청기를 얼마나 사용했는지에 따라 점수가 측정됩니다. Thrive앱은 보청기 사용 데이터를 이용하여 매일 점수를 보여주고 1일 최대 100점으로 기록됩니다.



- 1) 사용점수** 매일 보청기 착용 시간을 사용 통하여 점수가 발생합니다. 사용 시간이 많을수록 점수가 높게 나타나며 최대 40점으로 기록됩니다.
- 2) 상호작용점수** 보청기를 착용하고 여러 사람들과의 대화 참여 등의 교류를 함으로써 상호작용 점수가 발생합니다. 많은 대화에 참여할수록 점수가 높게 나타나며 최대 40점으로 기록됩니다.
- 3) 환경점수** 다양한 환경에서의 청취활동여부를 통하여 점수가 발생합니다. 청취환경이 다양할수록 점수가 높게 나타나며 최대 20점으로 기록됩니다.

활동점수 세 가지의 일일 활동 목표까지의 달성율을 보여줍니다. 세 가지 목표를 모두 달성하면 100점이 부여됩니다. 보청기를 통해 걸음 수를 측정하며 해당 데이터는 앱으로 전송됩니다. 설정화면에서 일일 목표를 설정 또는 수정할 수 있습니다.

- 1) **걸음점수** 일일 걸음 수를 나타내며 목표 달성 시 40점으로 기록됩니다.
- 2) **운동점수** 활발한 운동량의 일일 목표 달성율을 보여주며 목표 달성 시 40점으로 기록됩니다.
- 3) **서있기점수** 이동에 대한 일일 목표 달성율을 보여주며, 매시간 일어서서 움직이는 활동을 기반으로 기록됩니다. 목표 달성 시 20점으로 기록됩니다.

참고사항 : 보청기는 활동하는 동안 주기적으로 스마트폰에 연결되어 있어야 하며, Thrive 앱은 스마트폰의 배경에서 지속적으로 작동하고 있어야 합니다.




넘어짐 감지 및 알림

넘어짐 감지 기능은 보청기 사용자가 넘어지거나 이와 유사한 위험한 상황일때, GPS 위치를 포함한 문자메시지를 사전에 지정된 연락처로 발송합니다. 자동 또는 수동으로 알림을 보내도록 설정할 수 있습니다

자동알림 자동알림기능은 보청기가 사용자의 넘어짐을 감지했을 때 자동으로 등록된 연락처로 발송합니다.

수동알림 수동알림으로 설정 시 보청기의 버튼(푸시 앤 홀드)을 이용해 문자메시지와 알림을 보낼 수 있습니다.

알림 메시지는 Thrive 앱에서 발송됩니다. 넘어짐이 감지되면 자동으로 발송되며, 보청기 버튼을 눌러 메시지를 보낼 수 있습니다. 문자메시지는 사전에 수신을 승인한 최대 세명에게 보낼 수 있으며, 메시지와 함께 사용자의 위치를 나타내는 지도가 함께 전송됩니다.



알림취소 보청기나 스마트폰에서 자동이나 수동으로 전송되는 메시지 발송을 취소할 수 있습니다. 보청기로 문자발송을 취소하려면 보청기의 버튼을 누르십시오. 스마트폰에서 취소하려면 Thrive 앱에서 “괜찮습니다”를 탭 하십시오. Thrive 앱과 보청기의 알림으로 취소를 확인할 수 있습니다. 넘어짐 알림 메시지는 초기설정에 따라 60초 또는 90초 이내에 취소 가능합니다.




연락처 넘어짐 알림 메시지를 받을 연락처를 최대 3명까지 추가, 수정, 확인할 수 있습니다. 이름과 연락처를 반드시 입력해야 하며 넘어짐 알림 시스템에 등록되어 있는 경우에만 등록된 연락처로 메시지가 전송됩니다.

액세서리

Thrive 앱은 2.4GHz 블루투스 액세서리를 통한 오디오 스트리밍 조절 기능을 포함하고 있습니다. 액세서리들은 보청기와 직접 연결되며 내비게이션 바의 액세서리 아이콘을 탭하여 연결된 액세서리를 선택할 수 있고 오디오스트리밍의 시작/정지 그리고 스트리밍 소리와 주변 소리의 크기를 조절할 수 있습니다.



보이스 AI* 스마트폰의 장점과 보청기의 인공지능 기능을 결합한 것입니다. 고도 난청이있는 환자에게 적용되는 까다로운 청취 환경에서도 더욱 강력하고 편안하게 향상된 음질을 제공합니다. 자세한 내용은 청각 전문가에게 문의하십시오.



* iOS 스마트폰에서만 사용 가능.

사용자가이드

Thrive 앱의 각 화면과 기능에 대한 간략한 설명을 확인할 수 있습니다. 각 섹션은 화면의 설명과 기능에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

기기설정

기기설정탭에서 고급 기능에 대한 설정과 해당기능의 사용여부를 설정할 수 있습니다.

제스처탭 제스처 기능의 사용여부와 민감도 그리고 사용할 수 있는 기능을 선택할 수 있습니다.(Thrive 지원, 액세서리 사용/정지 또는 Edge 모드)

Thrive 지원 마이크 Thrive 지원에서 사용할 마이크를 보청기 마이크 또는 스마트폰 마이크 중에서 선택할 수 있습니다. 따로 설정하지 않으신 경우에는 보청기 마이크가 기본으로 설정되어 있습니다.

마스크 모드 특정 주파수의 소리를 증폭시켜 마스크 착용자의 말소리를 선명하게 들을 수 있도록 설정된 메모리입니다. 메모리 메뉴에서 마스크모드로 변경할 수 있습니다.

자동 스트리밍 자동 스트리밍을 사용하면 오디오가 재생될 때 자동적으로 메모리가 변경되며 마이크 음량을 감소시켜 스트리밍에 최적화되도록 합니다.

컴포트 부스트 소음이 많은 환경에서 일반 환경보다 더욱 강력한 소음제거 기능을 통해 음질을 최적화 시켜 줍니다. 이 기능은 보청기가 Edge 모드를 지원하지 않는 경우에만 사용 가능 합니다.

알림 보청기를 통해 일정, 이메일, SNS와 같은 스마트폰 알림을 들을 수 있습니다.

자동 켜기/끄기 보청기를 사용하지 않을 때 자동으로 보청기 배터리를 절약할 수 있습니다. 보청기를 평평하고 안정적인 바닥에 내려 놓으면 15 분 후 절전 모드로 변경됩니다. 보청기를 들어 다시 귀에 착용하면 자동으로 켜지면서 작동합니다.

참살이 점수(Wellness Score)

설정에서 더 정확한 활동 추적을 위해 건강데이터를 추가 및 참살이 점수를 수정할 수 있습니다.

또한 걸음 수, 운동 그리고 서있기에 대한 목표를 설정 및 수정할 수 있습니다.

넘어짐 감지 및 알림

자동알림 Thrive 앱에서 넘어짐에 대한 민감도를 조정할 수 있습니다. 민감도를 높이면 넘어짐 감지 확률이 향상됩니다. 민감도를 낮추면 넘어짐 감지 오작동에 대한 가능성을 줄일 수 있습니다.


프로필 프로필 정보를 수정할 수 있습니다.

자동알림 / 수동알림 넘어짐 알림 지시음을 시연하고 체험해 볼 수 있습니다.

연락처 메시지가 전송될 연락처를 추가, 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

취소타이머 넘어짐 알림 메시지를 발송하기 전 시간을 60초 혹은 90초로 설정할 수 있습니다.

알림 메시지 사용자의 이름과 발송 메시지를 확인하고 수정할 수 있습니다.





통역

통역 기능에서 보청기 사용자의 언어와 대화 참여한 다른 사람의 언어를 선택할 수 있습니다. 사용자가 스마트폰의 마이크에 말을 하면, Thrive 앱은 사용자의 말소리를 번역하여 상대방의 언어로 표시해 줍니다. 또한 대화의 상대방이 말을 하면 앱은 상대방 언어를 번역하여 보청기 사용자의 언어로 화면에 표시해주며, 보청기를 통해서도 알려줍니다.

기록

기록 기능은 실제 말소리를 자막으로 나타내 줍니다. 보청기 사용자 또는 대화 시 상대방이 스마트폰의 마이크에 말을 하면 Thrive 앱은 말을 기록하여 자막으로 화면에 보여줍니다. 기록된 글은 저장하거나 메시지를 보내거나 복사 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.



자가진단

자가진단 기능은 보청기 성능을 직접 검사해볼 수 있는 빠르고 편리한 방법입니다. 자가진단을 통해서 마이크, 리시버, 앰프 그리고 센서를 포함한 보청기 전반적인 성능을 확인해 볼 수 있습니다.

자가진단은 부품들의 성능을 보여주고 조치가 필요하다면 조치 방법을 알려 줍니다. (귀지나 먼지 등에 의해 발생하는 문제가 대부분이며, 보청기 사용자도 손쉽게 해결할 수 있습니다.) 초기의 보청기는 청각 전문가에 의해 자가진단이 설정되어 있습니다.

알림



알림 기능은 중요한 일이나 약속 등을 바쁜 생활속에서 애써 기억하지 않아도 놓치지 않게 도와줍니다.



약 복용, 처방 기입, 보청기 청소, 운동하기 그리고 물마시기 등의 다양한 일에 대해 스마트폰을 통한 화면 알림과 보청기를 통한 소리 알림으로도 들을 수 있도록 설정할 수 있습니다.

추가로 혈압 약 먹기, 반려견과 산책, 물리치료사에게 전화하기, 물병과 요가 매트 챙기기 등의 다양한 일을 지정할 수 있습니다. 알림 명칭, 날짜 그리고 시간을 설정한 후에 일간, 주간, 월간 그리고 년간으로 알림 주기를 설정할 수 있습니다.

또한 완료하지 못한 업무에 대해서는 알림창에서 체크해제를 하기 전까지 빨간색으로 표시되어있기 때문에 알림을 받았을 때 즉시 작업을 완료할 수 없어도 걱정할 필요가 없습니다.



TeleHear 원격 프로그래밍

계정만들기


TeleHear 원격 프로그래밍을 이용하기 위해서는 계정을 생성하여야 합니다. 생성된 계정을 기반으로 보청기 설정이 백업되어 스마트폰이 변경되더라도 계정 로그인을 통해 보청기 설정에는 변경 사항 없이 편리하게 이용할 수 있습니다. 계정생성은 초기 앱 설치시에 설정할 수 있고, 필요한 시점에 생성도 가능합니다. 현재 사용중인 페이스북이나 구글 계정을 이용하거나 다른 이메일을 이용하여 새로운 계정을 만들어 사용할 수 있습니다.

백업하기

Thrive 앱을 통해서 변경한 설정은 클라우드 계정에 실시간으로 백업됩니다.

라이브세션 참여하기

라이브세션을 통하여 청각 전문가와 화상채팅 방식으로 보청기 조절을 받을 수 있습니다. 라이브세션을 활성화하기 위해서는 청각 전문가로부터 안내 받으신 개별 연결 코드를 Thrive 앱에 입력하여 연결 후 언제 어디서나 쉽게 미세한 소리조절을 받으실 수 있습니다.



Thrive Care 앱


Thrive Care 앱을 통해서 보청기 사용자에게 대한 유용한 정보를 사전에 지정해 놓은 보호자와 공유함으로써 마음의 안정을 얻을 수 있으며, 자신감과 독립성을 향상시킬 수 있습니다.

Thrive Care 앱으로 신체 활동, 보청기 사용량, 사회참여 등을 보호자나 사랑하는 사람들과 공유할 수 있습니다.



내 보청기 찾기

내 보청기 찾기 기능으로 마지막으로 보청기 사용 위치를 추적해 지도에서 확인할 수 있습니다. 내 보청기 찾기 기능에서는 보청기 전원이 켜져 있으면 화면 아래쪽 바를 통해서 보청기와 얼마나 떨어져 있는지 거리를 확인할 수 있습니다. 보청기와 가까워질수록 파란색 바가 길어지고 멀어질수록 파란색 바가 짧아집니다.



To access an electronic version of this user guide, please visit www.starkey.com/support/operations-manuals.

For Thrive Hearing Control app and iOS/Android compatibility information, please visit starkey.com/thrivesupport.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a registered service mark of Apple Inc.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Starkey, Starkey logo, SoundSpace, Thrive, Thrive logo, Thrive Care, Thrive Care logo and TeleHear are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Starkey is under license.



www.starkey.co.kr

(주)스타키코리아

08507, 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128,
1706호, 1707호, 1708호, 1711호

T. 02-465-0999 F. 02-6466-2109

